

UTASÍTÁSOK

Termékleírás:

A Bulk EZ™ termék célhelyére könnyen bejuttatható, kettős („dual”) kétüts kompozit anyag, amely a folyékony üregkitöltési jellemzőt kiemelkedő szilárdsággal és kopasáltsággal ötvözi – mindent egyetlen egyszerű lépésben nyújtva. A termékbe épülő jögvédett (szabadalmaztatás alatt álló) önkítő Intelitek™ technológiát kifejezetten a zsugorodás kontrollálására és irányítására fejlesztették ki, a szivárgások kiküszöbölésére minden posterior restauráció esetében. A Bulk EZ ezenkívül kiemelkedően hosszú távon szántartó, és a bonydagyekok légszűrészlebből skálájával kompatibilis. A Bulk EZ terméket úgy alakították ki, hogy korlátlan mélységű kötést biztosítson egyetlen lépésben, így nincs szükség réteges felépítésére.

Javallatok:

A Bulk EZ kettős kétüts (automatikusan önkítő és fényre gyorsítottan kötő), polimer alapú fogászati restaurációs anyag, amely megfelelő primer vagy adhezív anyagokkal előkezelt fogfelületen való alkalmazásra a következő esetekben javallott:

- direkt restauráció, ideális esetben I. és II. osztályú;
- alsóhélelés;
- csomkfelépítés.

Övintézkedések:

Megkötés előtt a gyantaanyag irritációt okozhat, különösen olyan személyek esetében, akikről tudott, hogy allergiásak a metakrilátokra. Az anyaggal végzett munka után mosson kezet.

A kompozit összetételét szobahőmérsékleten végzett munkára tervezték. A szobahőmérsékletre meghatározott felhasználhatósági idő a fesszkendőn van feltüntetve.

Ne tároljon kompozit anyagokat eugenol tartalmú termékek közelében! Ne hagyja, ha a kompozit érintkezésbe kerüljön eugenolt tartalmazó anyagokkal. Az eugenol akadályozhatja a kompozit megszilárdulását, és elszíneződést okozhat.

Az anyagok magas hőmérséklettől és erős fénytől védve tárolandók.

A keresztzennyeyződés elkerülése érdekében minden betegnél használnj új keverőcsúcsot, illetve védőhüvelyt.

Alkalmazás:

A fogak előkészítése:

- Szízegetje el a fogat a vérről és/vagy nyálal történő szennyezés elkerülése érdekében. Isolite® nyálrékesz (kofferdam) vagy Danville Dam Cool™ fényre kötő folyékony nyálrékesz használatáa javasolt.
- Hagyományos módszerekkel vagy levegőábrázós eszközz, pl. Danville PrepStart H20™ használatával hajtsa végre az üreg konzerváló előkészítését.

- Danville Caries Finder™ szuvasodás-feltáró festék alkalmazása javasolt a szuvasodás eltávolításának szükségtelen fogredukció nélküli pontos vizualizációja érdekében.
- Szükség esetén, a természetes interproximális kontúr megtartása érdekében helyezzen be szekcionált fogsmatrickát, pl. Danville Mega V Ring™ rendszert. Úgyeljen a jó adaptációra, hogy csak minimális mennyiségű anyagot kelljen leszedni.
- A gyártó utasításait követve vigyen fel szuvaszóanyagot, pl. a Danville Sure Etch™ terméket.
- A gyártó utasításait követve vigyen fel kötőanyagot, pl. Danville Prelude™ vagy Prelude One™* ragasztót.

Megjegyzés: A Bulk EZ kompatibilis az összes metakriát alapú fogászati bonydaggyal/rendszerrel, valamint mindenféle szavási technikával.

Keverés és töltés:

- Vegye le a lecsavarható kupakot.
- Minden használat előtt nyomjon ki az anyagokból, amíg mind bázisanyag, mind katalizátoranyag kinyomódik.
- Kézrel hajlítsa a keverőcsúcsn található fém kanült a kívánt szögbe.
- Csavarással rögzítse stabilan a keverőcsúcsot a fesszkendő nyakára, majd az egyenletes elkeveredés érdekében nyomjon ki egy kevés anyagot. A keresztferfőzés elkerülése érdekében minden betegnél új keverőcsúcsot használjon.
- A keresztferfőzés elkerülése érdekében használjon védőhüvelyt a fesszkendőn.

Megjegyzés: Az átlátszó keverőkamrát védje az erős közvetlen fénytől, mivel ez felgyorsíthatja a besűrűsödési folyamatot.

Üregfeltöltéshez sapkázás nélkül:

- Azonnal helyezze a keverőcsúcsot a preparált üreg legmélyebb pontjára, és kezdje meg a feltöltést, miközben a keverőcsúcsot az anyagban tartja, hogy ne juthasson bele levegő. Mivel az anyag önkítő, tetszés szerint formázza meg a kívánt kontúr.
- Hagyja az anyagot legalább 90 másodpercig kötni.
- A felső réteget fogászati polimerizációs lámpával 10 másodpercig történő megvilágítással tartósítsa. Ezután térjen át a finírozó lépésekre.

Üregfeltöltéshez sapkázással:

- Azonnal helyezze a keverőcsúcsot a preparált üreg legmélyebb pontjára, és kezdje meg a feltöltést, miközben a keverőcsúcsot az anyagban tartja, hogy ne juthasson bele levegő. A feltöltést 0,5-1,0 mm-re az okkluzális felületől vagy a felső zománcréteg felénel fejezze be.
- Hagyja az anyagot legalább 90 másodpercig kötni.
- Vigyen fel univerzális kompozitot, pl. Danville Prestige™ anyagot, és formázza a kívánt kontúrra. A kompozit kötését a gyártó által megadott eljárással biztosítsa.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Bulk EZ termék keverőcsúcsát hagyja védőkupakként a fesszkendőn a következő alkalmazásig.

Finírozás:

- A szokványos finírozó és polírozó lépésekkel fejezze be a restaurációt.
- A magassfénytől polírozáshoz ciszolókorongot vagy kompozitpolírozó hegyeket használjon. Az interproximális finírozást finom szemcsemeretű finírozó csíkokkal végezze el.

Tárolás:

24°C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Szobahőmérsékleten használandó.

Jelölések meghatározása:

Az alábbi jelölések szerepelhetnek a termék csomagolásán vagy címkéjén.

Jelölés	Meghatározás	Jelölés	Meghatározás
REF	Referenciaszám	LOT	Szárszszám
	Felhasználható		Hőmérséklet felső határértéke
RxOnly	Figyelem: Az amerikai szövetségi törvények értelmében ez az eszköz kizárólag fogorvos által vagy rendelővénnyére érkeztethető!		Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
	Gyártó		Európai szabványmegfelelőségi jelölés
	Napfénytől védve tárolandó!		Olvasa el a használati utasítást.

A Prelude One™ és Prestige™ termékeket nem hagyta jóvá a Kanadai Egészségügyi Minisztérium (Health Canada).

ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto:

Bulk EZ™ e un composto a polimerizzazione duale, di facile applicazione, che associa l’adattamento fluido alla cavità a una elevata resistenza, anche all’usura - il tutto in un’unica, semplice fase. La tecnologia proprietaria (in attesa di brevetto) autopolimerizzante Intelitek™ li ideata per controllare e dirigere specificamente la contrazione allo scopo di eliminare le perdite in tutti i restauri posteriori. Inoltre Bulk EZ possiede un’elevata stabilità cromatica nel tempo ed è compatibile con le più ampia varietà di agenti leganti. Bulk EZ è ideato per offrire una profondità illimitata di polimerizzazione in una singola fase, senza stratificazioni multiple.

Indicazioni

Bulk EZ è un materiale restaurativo a base di polimeri a doppia polimerizzazione (autopolimerizzazione con accelerazione della fotopolimerizzazione) che se applicato a superfici dentali prattreate con primo o adesivi idonei è indicato per l’uso come:

- Restauro diretto, idealmente di classe I e II
- Liner per cavità
- Ricostruzione di monconi

Precauzioni

I materiali in resina non polimerizzati possono causare irritazione, soprattutto in individui con allergia nota ai metacrilati. Lavare le mani dopo aver maneggiato il materiale.

Il composto è formulato per essere utilizzato a temperatura ambiente. La durata di conservazione a temperatura ambiente è indicata sulla siringa.

Non conservare il materiale composto in prossimità di prodotti contenenti eugenolo. Evitare che il composto venga a contatto con materiale contenente eugenolo. L’eugenolo può compromettere l’indurimento del composto alterandone il colore.

Non esporre i materiali a temperature elevate o luce intensa.

Evitare la contaminazione crociata usando una nuova punta di miscelazione e utilizzando un manicotto isolante.

Applicazione

Preparazione del dente

- Isolare il dente per evitare la contaminazione da parte di sangue e/o saliva. Si consiglia l'utilizzo di una diga in gomma, Isolite™, o della diga dentale fotopolimerizzabile Dam Cool™ Danville.
- Completare la preparazione conservativa della cavità servendosi degli appositi strumenti tradizionali o di un apparecchio con tecnologia abrasiva ad aria come PrepStart H20™ Danville.
- Si consiglia l'uso di Caries Finder™ Danville per visualizzare accuratamente la rimozione delle carie ed evitare inutili riduzioni del dente.
- Collocare una matrice sezionale, come il sistema Mega C Ring™ Danville, per ottenere un contorno interprossimale naturale, dove necessario. Garantire un buon adattamento per ridurre al minimo la rimozione del materiale in eccesso.
- Applicare un mordenzante come Sure Etch™ Danville secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare un agente legante come Prelude™ o Prelude One™ Danville secondo le istruzioni del produttore.

Nota: Bulk EZ è compatibile con tutti gli agenti/sistemi leganti dentali a base di metacrilato come pure con tutte le tecniche di mordenzatura.

Miscelazione e riempimento

- Togliere il tappo.
 - Prima dell'uso spurgare la cartuccia fino all'estrusione di entrambi i materiali, base e catalizzatore.
 - Piegare manualmente la cannula metallica sulla punta di miscelazione con l'angolatura desiderata.
 - Fissare saldamente la punta di miscelazione avvitandola sulla testa della siringa, spurgare una piccola quantità di materiale per garantire una miscelazione uniforme. Per evitare la contaminazione crociata, usare una punta di miscelazione nuova per ogni paziente.
 - Per evitare la contaminazione crociata, usare un manicotto isolante per coprire la siringa.
 - Nota:** evitare di esporre la camera di miscelazione trasparente a forti fonti luminose dirette, perché questo potrebbe accelerare il processo di ispessimento.
- Per riempire le cavità senza copertura**
- Posizionare immediatamente la punta di miscelazione nel punto più profondo della preparazione e riempire tenendo la punta all'interno del materiale per evitare di introdurre aria. Sagomare con il contorno desiderato mentre il materiale autopolimerizza.
 - Lasciare autopolimerizzare il materiale per almeno 90 secondi.
 - Polimerizzare lo strato superiore con una lampada fotopolimerizzatrice dentale per 10 secondi. Procedere quindi con le fasi di finitura.
- Per riempire le cavità con copertura**
- Posizionare immediatamente la punta di miscelazione nel punto più profondo della preparazione e riempire tenendo la punta all'interno del materiale per evitare di introdurre aria. Riempire fino a 0,5 - 1,0 mm dalla superficie occlusale o dalla metà dello strato superiore di smalto.
 - Lasciare autopolimerizzare il materiale per almeno 90 secondi.
 - Applicare un composito universale come Prestige™ Danville e modellare con il contorno desiderato. Polimerizzare il composito secondo le istruzioni del produttore.

Nota: si consiglia di lasciare la punta di miscelazione di Bulk EZ sulla siringa come tappo fino all'applicazione successiva.

MAGYAR

- Completele il restauro con le tecniche di finitura e lucidatura preferite.
- Lucidare a specchio con mole o punte lucidanti in composto. La finitura interprossimale si ottiene con strisce per finitura a granulometria fine.

Conservazione

Conservare a una temperatura pari o inferiore a 24 °C (75 °F). Utilizzare a temperatura ambiente.

Definizione dei simboli

I seguenti simboli possono essere indicati sull'imballaggio o l'etichetta del prodotto.

Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione
REF	Numero di riferimento	LOT	Numero di lotto
	Usare entro		Limite superiore di temperatura
RxOnly	Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo agli odontoiatri o dietro prescrizione di un odontoiatra.		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Produttore		Marchio di conformità europeo
	Tenere al riparo dalla luce solare		Consultare le istruzioni d'uso

Prelude One™ e Prestige™ non sono approvati dal Ministero della salute canadese.

NORSK

INSTRUKSJONER

Produktbeskrivelse:

Bulk EZ™ er et dobbelthærdende kompositt som er enkelt å plassere og kombinere flytende kavitetstilpasing med høy styrke og slitestyrke – alt sammen i ett enkelt trinn. Dess proprietære (patentsøkt) selvhærdende Intelitek™-teknologi er utviklet for spesifikt å kontrollere og styre krymping med et formål om å eliminere lekkasjer i alle posteriore restaureringer. I tillegg er Bulk EZ svært fargestabil over tid og kompatibel med det bredeste utvalget av bindemidler. Bulk EZ tilbyr en ubegrenset dybde på herding i ett enkelt trinn uten flere lag.

Indikasjoner:

Bulk EZ er et dobbelthærdende (autoherding med lysherdingsakselerasjon), polymerbasert dental restaurasjon som ved bruk på tannoverflater forbeholdet med egne primere eller adhesiver, er indikert for anvendelse som:

- Direkte restaurering, ideelt Klasse I og II
- Kavitetbelegg
- Kjerneoppbygging

Forholdsregler:

Uherdet resmatiale kan forårsake irritasjon, spesielt hos personer med kjent allergi mot metakrylater. Vask hendene etter håndtering av materiale.

Komposittet er formulert til bruk ved romtemperatur. Holdbarheten ved romtemperatur er angitt på sprøyten.

Ikke oppbevar komposittmaterialet i nærheten av eugenolholdige produkter. Ikke la komposittet komme i kontakt med materiale som inneholder eugenol. Eugenol kan svekke herdingen av komposittmaterialet og forårsake misfarging.

Ikke utsett materiale for høye temperaturer eller internt lys.

Unngå krysskontaminering ved å bruke en ny blandespiss for hver pasient og en barrierehylse.

Påføring:

Tannpreparering:

- Isoler tannen for å forhindre kontaminering av blod og/eller spytt. Foreslå bruk av en kofferdam, Isolite®, eller bruk Danvilles Dam Cool™ lysherde dentale dam.
- Utfør konservativ kavittetspreparering med konvensjonelle metoder eller med en luftpilende enhet, for eksempel Danvilles PrepStart H20™.
- Bruk av Danvilles Caries Finder™ anbefales for nøyaktig visualisering av kariesfjerning uten nødvendig tannredukjon.
- Plasser snittmatrise, for eksempel Danvilles Mega V Ring™-system, for å oppnå naturlig interproximal kontur der det trengs. Sørg for god tilpasing for å minimere korrigeringer.
- Påfør etsemiddel, f.eks. Danvilles Sure Etch™, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Påfør bindemiddel, for eksempel Danvilles Prelude™ eller Prelude One™, i henhold til produsentens instruksjoner.

Merk: Bulk EZ er kompatibel med alle metakrylatbaserte dentale bindemidler/-systemer og etseteknikker.

Blanding og fylling:

- Fjern skruhetten.
- For hver gangs bruk presser du til det kommer ut materiale fra både basen og katalysatoren.
- Bøy metallkanylen på blandespissen manuelt til ønsket vinkel.
- Skru fast en blandespiss på sprøyten. Press ut en liten mengde materiale for å sikre jevn blanding. For å unngå krysskontaminering må du bruke du en ny blandespiss for hver pasient.
- For å unngå krysskontaminering må du bruke en barrierehylse utenpå sprøyten.

Merk: Unngå sterk direkte lys på det gjennomsiktige blandedkammeret, da det kan fremskynde fortykningsprosessen.

For kavittetsfylling uten kron:

- Plasser blandespissen umiddelbart på den dypest delen av prepareringen, og fyll mens du holder spissen i materialet for å unngå innføring av luft. Avslutt fyllingen 0,5–1,0 mm fra okklusaloverflaten eller halvparten av det øverste emaljelaget.
- La materialet selvhærdes i minst 90 sekunder.
- Herd det øverste laget med en dental herdelampe i 10 sekunder. Fortsett deretter med finpussingen.

For kavittetsfylling med kron:

- Plasser blandespissen umiddelbart på den dypest delen av prepareringen, og fyll mens du holder spissen i materialet for å unngå innføring av luft. Avslutt fyllingen 0,5–1,0 mm fra okklusaloerflaten eller halvparten av det øverste emaljelaget.
- La materialet selvhærdes i minst 90 sekunder.
- Påfør et universalkompositt, f.eks. Danvilles Prestige™, og form til ønsket kontur. Herd komposittet i henhold til produsentens instruksjoner.

Merk: Det anbefales å la Bulk EZ-blandespissen være igjen på sprøyten som en hette frem til neste påføring.

Finpussing:

- Fullfør restaureringen med foretrukne finpuss- og poleringsstrim.
- Polér til høy glans med skiver eller komposittpoleringsenheter. Interproximal finpuss utføres med finkomede pussestrimler.

Oppbevaring:

Oppbevar ved eller under 24 °C (75 °F). Brukes ved romtemperatur.

Symboldefinisjoner:

Følgende symboler kan finnes på emballasjen eller etiketten.

Symbol	Definisjon	Symbol	Definisjon
REF	Referansenummer	LOT	Partinummer
	Brukes innen		Øvre temperaturgrense
RxOnly	Advarsel: Iht. federal lov er bruk av denne enheten begrenset til salg av, eller etter forordning, av en tannlege.		EU-autorisert representant
	Produsent		Europeisk samsvarsmerking
	Unngå sollys		Se bruksanvisningen

Prelude One™- og Prestige™ er ikke godkjent av Health Canada.

ISTRUKCIE

Opis produktu

Bulk EZ™ to łatwy do nakładania, podwójnie utwardzalny kompozyt, który łączy płynne dostosowanie się do ubytku z dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie – wszystko w jednym, prostym kroku. Wykorzystana w nim, objęta prawami własności intelektualnej (oczekująca na patent), technologia samoutwardzania Intelitek™ ma na celu swoiste kontrolowanie kurczenia i kierowanie nim, aby zapobiec wyciekaniu we wszystkich ujęwieniach w zębach bocznymi. Dodatków kolor Bulk EZ jest wyjątkowo stabilny w czasie, a sam produkt jest kompatybilny z najszerszą gamą środków wykańczających. Bulk EZ jest stworzony tak, aby zapewnić nieograniczoną głębokość twrdnienia w jednym prostym etapie, bez konieczności nakładania wielu warstw.

Wskazania

Bulk EZ to podwójnie utwardzalny (samoutwardzalny z przyspieszeniem światłoutwardzalnym) materiał na bazie polimerów przeznaczony do uzupełnień stomatologicznych, wskazyany – po nałożeniu na powierzchnie stomatologiczne wstępnie przygotowane z wykorzystaniem odpowiednich primerów lub klejów – do zastosowań jako:

- uzupełnienie bezpośrednie, idealnie klasy I i II,
- liner (podścielenie) ubytku,
- odbudowa rdzenia.

Środki ostrożności

Nieutwardzone materiały żywiczne mogą powodować podrażnienia, w szczególności u osób ze stwierdzoną alergią na metakrylany. Po pracy z materiałem należy zawsze umyć ręce.

Kompozyt ma recepturę pozwalającą na stosowanie go w temperaturze pokojowej. Okres przydatności przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej podany jest na strzykawce.

Nie przechowywać materiału kompozytowego w pobliżu produktów zawierających eugenol. Nie dopuszczać, aby kompozyt wszedł w kontakt z materiałem zawierającym eugenol. Eugenol może negatywnie wpływać na utwardzanie kompozytu i powodować przebarwienia.

Nie wystawiać materiałów na działanie podwyższonych temperatur lub silnego światła.

Unikać zanieczyszczenia krzyżowego, używając nowej końcówki mieszającej dla każdego pacjenta i stosując osłonę barierową.

Stosowanie

Przygotowanie zęba

- Odzolować ząb, aby zapobiec zanieczyszczeniu krwią lub śliną. Sugeruje się stosowanie kofferdamu, Isolite™ lub światłoutwardzalnej osłony stomatologicznej Dam Cool™ firmy Danville.
- Przeprowadzić zachowawcze opracowanie ubytku zwykłymi metodami lub za pomocą powietrznego urządzenia ściernego, na przykład PrepStart H20™ firmy Danville.
- Zaleca się zastosowanie produktu Caries Finder™ firmy Danville, aby dokładnie uwidocznić usunanie próchnicy bez niepotrzebnej redukcji zdrowej tkanki zęba.
- Umieścić formówkę sekcijną, na przykład system Mega V Ring™ firmy Danville, aby uzyskać naturalny kontur powierzchni międzyzębowej, gdzie jest to konieczne. Zapewnić dobre dotknięcie, aby zminimalizować konieczność późniejszego czyszczenia.
- Nałożyć wytrawiacz, na przykład Sure Etch™ firmy Danville, zgodnie z instrukcją producenta.
- Nałożyć środek wiążący, na przykład Prelude™ lub Prelude One™ firmy Danville, zgodnie z instrukcją producenta.

Uwaga: Bulk EZ jest kompatybilny z wszystkimi stomatologicznymi środkami/systemami wiążącymi na bazie metakrylanu, a także z technikami wytrawiania.

Mieszanie i wypełnianie

- Zdjąć odkręcaną nasadkę.
- Przed każdym użyciem wcisnąć trochę materiału, aż wyjdą zarówno baza, jak i katalizator.
- Ręcznie wygiąć metalową kanulę na końcówce mieszającej pod dowolnym kątem.
- Dokładnie przymocować końcówkę mieszającą do głowicy strzykawki, wcisnąć niewielką ilość materiału, aby zapewnić równomierne mieszanie. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, u każdego pacjenta używać nowej końcówki mieszającej.

• Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, używaj osłony barierowej, aby zakryć strzykawkę.

Uwaga: Unikać silnego, bezpośredniego światła padającego na przezroczystą komorę mieszania, ponieważ mogłoby to przyspieszyć proces gęstnienia.

W przypadku wypełniania ubytku bez pokrycia:

- Natychmiast wprowadzić końcówkę mieszającą do najgłębszego miejsca opracowania i wypełnić, utrzymując końcówkę zanurzoną w materiale, aby nie wprowadzać powietrza. Nadać żądany kształt, gdy materiał utwardza się samistnie.
- Pozostawić materiał do samodzielnego utwardzenia przez co najmniej 90 sekund.
- Utwardzić górną warstwę stomatologicznym światłem utwardzającym przez 10 sekund. Następnie przejść do etapu wykańczania.

W przypadku wypełniania ubytku z pokryciem:

- Natychmiast wprowadzić końcówkę mieszającą do najgłębszego miejsca opracowania i wypełnić, utrzymując końcówkę zanurzoną w materiale, aby nie wprowadzać powietrza. Zakończyć wypełnianie 0,5–1,0 mm od powierzchni okluzyjnej lub w połowie górnej warstwy szkliwa.
- Pozostawić materiał do samodzielnego utwardzenia przez co najmniej 90 sekund.
- Nałożyć kompozyt uniwersalny, na przykład Prestige™ firmy Danville, i nadać mu żądany kształt. Utwardzić kompozyt zgodnie z instrukcjami producenta.

Uwaga: Zaleca się pozostawienie końcówki mieszającej Bulk EZ na strzykawce jako nasadki do czasu kolejnej aplikacji.

Wykończenie

- Zakończyć odtworzenie zęba preferowanymi metodami wykańczania i polerowania.
- Wypolerować do wysokiego połysku dyskami lub elementami do polerowania kompozytów. Wykończenie powierzchni stycznych uzyskuje się drobnosiarnistymi paskami do wykańczania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 24 °C (75 °F). Stosować w temperaturze pokojowej.

Definição símbolos

Ponizšie symbole mogą pojawić się na opakowaniu i etykietach.

Symbol	Definição	Symbol	Definição
REF	Numer referençyjny	LOT	Numer partii
	Data ważności		Górny limit temperatury
RxOnly	Przestroga: Na mocy prawa federalnego USA opisywane wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie przez lub na zamówienie lekarza stomatologii.		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej
	Producent		Europejski znak zgodności
	Chronić przed światłem słonecznym		Patrz Instrukcja użytkowania

Prelude One™ i Prestige™ nie zostały zatwierdzone przez Health Canada.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES

Descrição do produto:

Bulk EZ™ é um composto de polimerização dupla de fácil colocação que combina fluidez na adaptação a cavidades e elevada resistência ao desgaste - tudo num simples passo. A sua tecnologia Intelitek™ exclusiva (patente pendente) de autopolimerização foi concebida especificamente para controlar e orientar a retração a fim de eliminar fugas em restaurações posteriores. Além disso, o Bulk EZ é altamente estável ao longo do tempo e compatível com uma vasta gama de agentes de adesão. O Bulk EZ foi concebido para oferecer uma profundidade de polimerização illimitada num único passo sem múltiplas camadas.

Indicações: